

GEL (Tip) 1 Hand – 90 Minuten

1. Erstellen Sie die Nägel des Modells mit Gel. Die Modellage wird nur auf Tip erstellt. Es ist nicht notwendig, eine Lunula/Mond auf dem Nagel zu modellieren.
2. Es dürfen ausschließlich klare oder Natur-farbene Tips verwendet werden.
3. Jeweils 2 Finger an jeder Hand (Daumen und kleiner Finger) muss mit einem roten Nagellack oder UV-Gellack überzogen sein. Wählen Sie Ihren roten Nagellack/Gellack selbst- er wird nicht zur Verfügung gestellt. Die Finger, welche rot lackiert werden, müssen nicht mit weißer French gearbeitet werden.
4. Das Nagelbett darf auf allen Nägeln mit einem Makeup/Cover verlängert werden.
5. Die Nagelform muss quadratisch sein.
6. Die Hairline darf nur maximal die Stärke einer Visitenkarte haben.
7. Die C-Kurve muss an allen Fingern gleich sein-maximal 50 % minimal 40%
8. Alle Produkte und -Materialien müssen in der Originalverpackung sein.
9. Öl & Cremes dürfen verwendet werden. Zuviel davon, führt zu Punktabzug.
10. Nach der Arbeitszeit dürfen die Nägel des Modells nicht mehr berührt werden – Druckluft oder Reinigung nach dem Wettbewerb ist untersagt und führt zum Ausschluss. Reinigen Sie die fertige Modellage in der Wettbewerbszeit mit Wasser. Das Modell darf ebenso keinerlei Produkte nach dem Wettbewerb verwenden, dürfen keine Finger in den Mund stecken oder an ihrer Kleidung säubern.
11. Das Finish / Versiegelung darf mit UV Gel Gellack oder Soak off Produkten erstellt werden.
12. Zur Endbearbeitung können Wasser und Seife verwendet werden.
13. Eine Tipbox sollte alle Größen enthalten und vorsortiert sein - nicht bearbeitet / zurechtgeschnitten oder mattiert oder ähnlich manipuliert- Prüfung erfolgt vor Wettbewerb-Beginn.
14. Fräsergeräte sind erlaubt.
15. Werkzeuge für die Erstellung der Smile Line dürfen NICHT verwendet werden.. (Smile Line Cutter sind NICHT erlaubt.)
16. UV- oder LED-Gel Lampe muss von den Teilnehmern mitgebracht werden.
17. Maße : Passen Sie die Länge der Modellage an die Tip-Längen an – die Gesamtlänge hängt von der Hand/Nagelbeschaffenheit des Handmodelles ab sowie die Tiplängen

zur Orientierung als Beispiel: Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger -> mindestens 1,3 CM ab freien Nagelrand